


Anti-Integrin B5/Itgb5 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P18084

商品番号: CM0006799



前書き

ヒトIntegrin β 5

(ITGB5)に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。組換え免疫原（aa 24-490）。細胞接着およびウイルス侵入研究に最適です - P18084。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Integrin β 5/ITGB5 Rabbit mAb
備考/別名	ITGB5; integrin beta-5; Integrin β 5/ITGB5
種	ヒト
GeneID	3693
免疫原	ヒトIntegrin β 5/ITGB5 (NP_002204.2) のアミノ酸24-490に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P18084
タンパク質分子量	88kDa
配送	氷袋