

抗インターフェロンA1（Ifn-A1）モノクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P01562

商品番号: CM0003407

前書き

ヒトインターフェロンα1（IFN-α1）に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。インターフェロンシグナル伝達および免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インターフェロンα1 (IFN-α1) ウサギmAb
備考/別名	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; leIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Interferon alpha 1 (IFN-α1)
対象種	ヒト
GeneID	3439 (ヒト)
免疫原	ヒトインターフェロンα1 (IFN-α1) (NP_076918.1) のアミノ酸24～189番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01562
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤