

抗インターフェロンA1（Ifn-A1）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P01562

商品番号: CM0015455

前書き

ヒトインターフェロンα1（IFN-α1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。アミノ酸24-189番に対応する組換え免疫原を使用しており、ヒト検体での検証が完了しています。サイトカイン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インターフェロンα1 (IFN-α1) ウサギpAb
備考/別名	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; leIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Interferon alpha 1 (IFN-α1)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3439
遺伝子ID	3439
免疫原	ヒトインターフェロンα1 (IFN-α1) (NP_076918.1) のアミノ酸24-189番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01562
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	保冷剤