


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗インターフェロンアルファ2（Ifn-A2）モノクローナル抗体 - P01563

商品番号: CM0003115



前書き

ウサギモノクローナル抗インターフェロンアルファ2（IFN-α2）抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-P、ELISAについて検証済み。組換え免疫原、22kDa、SWISS P01563。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インターフェロンアルファ2（IFN-α2）ウサギmAb
備考/別名	IFNA; IFNA2B; leIF A; IFN-alphaA; IFN-alpha-2; インターフェロンアルファ2（IFN-α2）
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3440
免疫原	組換えタンパク質 ヒトインターフェロンアルファ2（IFN-α2）（NP_000596.2）のアミノ酸24-188に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01563
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ