


Wb、Elisa用 抗Ints10ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nvr2

商品番号: CM0026917



前書き

ヒトインテグレーター複合体サブユニット10 (INTS10)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、転写終結研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	INTS10 ウサギ pAb
備考/別名	INT10; C8orf35; INTS10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55174
GeneID	55174
免疫原	ヒトINTS10 (NP_060612.2) のアミノ酸451-710に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVR2
タンパク質分子量	82kDa
発送	保冷バッグ