


Wb、If/Icc、Elisa用抗Ints10ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nvr2

商品番号: CM0015079



前書き

ヒトINTS10に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。インテグレーター複合体および転写終結研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INTS10 Rabbit pAb
備考/別名	INT10; C8orf35; INTS10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55174
GeneID	55174
免疫原	ヒトINTS10 (NP_060612.2) の451〜710アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NVR2
タンパク質分子量	82kDa
輸送条件	保冷剤