

## Anti-Ints11 モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q5Ta45

商品番号: CM0006222



## 前書き

ヒトINTS11（インテグレーター複数サブユニット11）に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認済みです。マウスおよびラットと交差反応します。転写終結およびRNAプロセッシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 製品名      | INTS11 ウサギmAb                                            |
| 別名       | RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11              |
| 対象種      | ヒト                                                       |
| GeneID   | 54973                                                    |
| 免疫原      | ヒトINTS11 (NP_060341.2) のアミノ酸331～600番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源       | ウサギ                                                      |
| カテゴリ     | モノクローナル抗体                                                |
| 用途       | WB、ELISA                                                 |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS    | Q5TA45                                                   |
| タンパク質分子量 | 68kDa                                                    |
| 輸送方法     | 保冷剤                                                      |