


ウエスタンブロット、Elisa用抗Ints11ウサギポリクローナル抗体 - Q5Ta45

商品番号: CM0023190



前書き

ヒトINTS11（インテグレーター複合体サブユニット11）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INTS11 Rabbit pAb
別名	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54973
免疫原	ヒトINTS11（NP_060341.2）のアミノ酸331～600に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5TA45
タンパク質分子量	68kDa
輸送方法	保冷剤