

Wb、Ip、Elisa用 抗Ints4 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Hw7

商品番号: CM0031061



前書き

ヒトのINTS4 (Integrator complex subunit 4) を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、ELISA用途に対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INTS4 ウサギpAb
備考/別名	INT4, MST093, INTS4
種	ヒト
GeneID	92105
免疫原	ヒトINTS4 (NP_291025.3) のアミノ酸1〜270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96HW7
タンパク質分子量	108kDa
配送方法	氷袋