


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ints5ウサギポリクローナル抗体 - Q6P9B9

商品番号: CM0013227



前書き

ヒトINTS5 (Q6P9B9) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。RNAポリメラーゼI転写終結の主要な制御因子であるヒトおよびマウスのインテグレーター複合体サブユニット5と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INTS5 Rabbit pAb
備考／別名	INT5; KIAA1698; INTS5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80789
遺伝子ID	80789
免疫原	ヒトINTS5 (NP_085131.1) のアミノ酸120～400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6P9B9
タンパク質分子量	108kDa
輸送	保冷バッグ