


Wb、Elisa用 Anti-Ints6 ポリクローナル抗体 - Q9UL03

商品番号: CM0029454



前書き

ヒトINTS6（インテグレーター複合体サブユニット6）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスINTS6と交差反応性あり。転写終結および腫瘍抑制研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INTS6 ウサギ pAb
備考/別名	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notchl2; INTS6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26512
遺伝子ID	26512
免疫原	組換えタンパク質 ヒトINTS6 (NP_036273.1) のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UL03
タンパク質分子量	100kDa
発送	保冷バッグ