


Wb、Elisa用抗Ints7ポリクローナル抗体 - Q9Nvh2

商品番号: CM0024616



前書き

ヒトINTS7に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。転写終結制御因子であるヒトおよびマウスのインテグレーター複合体サブユニット7と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INTS7 ウサギ pAb
別名	INT7; Clorf73; INTS7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	25896
GeneID	25896
免疫原	ヒトINTS7 (NP_001186740.1) のアミノ酸702-948番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NVH2
タンパク質分子量	107kDa
輸送方法	保冷剤