

Wb、Elisa用Anti-Ints7ポリクローナ抗体 - Q9Nvh2

商品番号: CM0024612

前書き

ヒトINTS7に対するウサギポリクローナ抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのインテグレーター複合体サブユニット7（転写終結調節因子）と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INTS7 Rabbit pAb
備考/別名	INT7; Clorf73; INTS7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25896
GeneID	25896
免疫原	ヒトINTS7 (NP_001186740.1) のアミノ酸702-948に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナ抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NVH2
タンパク質分子量	107kDa
配送	アイスバッグ