


Wb、Elisa用 Anti-Ints8 ウサギポリクローナル抗体 - Q75Qn2

商品番号: CM0022484



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-INTS8ウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスサンプルと反応します。インテグレーター複合体を介した転写終結およびRNAプロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INTS8 ウサギ pAb
備考/別名	INT8; NEDCHS; C8orf52; INTS8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55656
GeneID	55656
免疫原	ヒトINTS8 (NP_060334.2) のアミノ酸600-800に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q75QN2
タンパク質分子量	113kDa
輸送	保冷バッグ