

ウェスタンブロッティング用 抗インボルクリン ウサギモノクローナル抗体 - P07476

商品番号: CM0003710

前書き

ヒトインボルクリンを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。角化細胞分化および角化被膜研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	インボルクリン ウサギ mAb
種	ヒト
遺伝子ID	3713
免疫原	ヒトインボルクリン（P07476）のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P07476
タンパク質分子量	68 kDa
発送	保冷バッグ