

Wb、Elisa用抗Invsウサギポリクローナル抗体 - Q9Y283

商品番号: CM0016307

前書き

ヒトINVS（Inversin）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。腎発生、左右軸の決定、Wntシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INVSウサギpAb
備考／別名	INV; NPH2; NPHP2; INVS
種	ヒト
GeneID（ヒト）	27130
GeneID	27130
免疫原	ヒトINVS（NP_055240.2）のアミノ酸1～90に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y283
タンパク質分子量	118kDa
配送	保冷バッグ