

Wb、Elisa用 抗Ip3R ウサギポリクローナル抗体 - Q14643

商品番号: CM0025529

前書き

IP3R (ITPR1)

特異的な高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。カルシウムシグナリング、アポトーシス、チャネル機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IP3R ウサギ pAb
備考/別名	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3708
GeneID	3708
免疫原	ヒトIP3R (NP_001365381) のアミノ酸1812-1911に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14643
タンパク質分子量	314kDa
発送方法	保冷バッグ