

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ip6K1ポリクローナル抗体 - Q92551

商品番号: CM0014347

前書き

組換えヒトIP6K1タンパク質を用いて作製したウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。イノシトールリン酸シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IP6K1ウサギpAb
備考／別名	PiUS ; IHPK1 ; IP6K1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9807
遺伝子ID	9807
免疫原	ヒトIP6K1のアミノ酸1〜220 (NP_695005.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92551
タンパク質分子量	50 kDa
輸送	保冷バッグ