

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ip6K1ウサギモノクローナル抗体 - Q92551

商品番号: CM0004455

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証された高品質な抗IP6K1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのIP6K1（Q92551）、約50 kDaを検出。イノシトールリン酸代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IP6K1 ウサギmAb
備考/別名	PiUS; IHPK1; IP6K1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9807
遺伝子ID	9807
免疫原	ヒトIP6K1 (NP_695005.1) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92551
タンパク質分子量	50 kDa
輸送	保冷バッグ