

If/Icc、Elisa用Anti-IP6K2ポリクローナル抗体 - Q9Uhh9

商品番号: CM0016974

前書き

ヒトIP6K2を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAに適しています。イノシトールリン酸代謝、InsP6からInsP7への変換、および核内シグナル伝達経路の探索に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IP6K2 Rabbit pAb
備考/別名	PIUS; IHPK2; InsP6K2; IP6K2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51447
GeneID	51447
免疫原	ヒトIP6K2 (NP_057375.2) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UHH9
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋