

Anti-Ipa1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q7Exz2

商品番号: CM0021231

前書き

イネIPA1/SPL14に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が確認済みです。オリザ・サティバ（イネ）のIPA1（約42 kDa）を検出します。植物形態および防御応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IPA1 Rabbit pAb
備考／別名	WFP, IPA1, SPL14, OsSPL14
対象種	オリザ・サティバ（イネ）
遺伝子ID	4345998
免疫原	オリザ・サティバ（イネ）IPA1（Q7EXZ2）のアミノ酸209～417番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	オリザ・サティバ（イネ）
SWISS	Q7EXZ2
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	保冷剤