

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Ipo4ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tex9

商品番号: CM0018004



前書き

ヒトImportin-

4 (IPO4) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのIPO4（約119

kDa）を認識します。核輸送およびヒストン輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IPO4 Rabbit pAb
備考／別名	Imp4; IPO4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79711
遺伝子ID	79711
免疫原	ヒトIPO4 (NP_078934.3) のアミノ酸728～1081に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TEX9
タンパク質分子量	119kDa
輸送	保冷剤