

Anti-Ipo5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O00410

商品番号: CM0021592



前書き

WBおよびELISA用途向けのAnti-IPO5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のインポーチン-5を検出します。核輸送および核局在シグナルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IPO5 Rabbit pAb
備考/別名	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; IPO5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3843
GeneID	3843
免疫原	ヒトIPO5 (NP_002262.3) のアミノ酸20-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00410
タンパク質分子量	124kDa
配送	氷袋