

抗Ipo7ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - O95373

商品番号: CM0021819

前書き

ヒトインポーチン7 (IPO7/RanBP7)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC
C、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサン
プルと反応します。核輸送およびインポーチン経路の
研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IPO7 ウサギpAb
備考/別名	Imp7; RANBP7; IPO7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10527
免疫原	ヒトIPO7のアミノ酸900からC末端までの配列に対応する合成ペプチド (NP_006382.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95373
タンパク質重量	120kDa
配送	アイスバッグ