

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ipo8ウサギポリクローナル抗体 - O15397

商品番号: CM0018450

前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質IPO8ウサギpAb（別名RANBP8）。核輸送およびインポーチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IPO8ウサギpAb
備考/別名	VISS; RANBP8; IPO8
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10526
遺伝子ID	10526
免疫原	ヒトIPO8（NP_006381.2）の878～1037アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15397
タンパク質分子量	120kDa
配送	保冷剤