


Anti-Ipo9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96P70

商品番号: CM0013926



前書き

ヒトIPO9 (Importin-9) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。核細胞質輸送およびヒストンシャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IPO9 Rabbit pAb
備考/別名	Imp9; IPO9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55705
免疫原	ヒトIPO9 (NP_060555.2) のアミノ酸827-1041に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q96P70
タンパク質分子量	116kDa
配送	アイスパック