


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Iqgap1モノクローナル抗体 - P46940

商品番号: CM0010167



前書き

IVDアッセイ開発用IQGAP1ウサギmAb：WB、IHC-P、ELISAで検証済み、ヒト／マウス反応性。アクチンダイナミクスおよび細胞接着に関与するRas GTPase活性化因子様タンパク質IQGAP1（p195、SAR1）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IQGAP1ウサギmAb
備考／別名	SAR1；p195；HUMORFA01；IQGAP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8826
GeneID	8826
免疫原	合成ペプチド ヒトIQGAP1（NP_003861.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46940
タンパク質分子量	189 kDa
配送	保冷バッグ