


抗Iqgap1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用途） - P46940

商品番号: CM0028903



前書き

CamelBioは、ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで性能検証済みの抗IQGAP1ウサギポリクローナル抗体（P46940）を提供しています。アクチン細胞骨格の動態研究や細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IQGAP1 Rabbit pAb
備考/別名	SAR1; p195; HUMORFA01; IQGAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8826
遺伝子ID	8826
免疫原	組換えタンパク質。ヒトIQGAP1 (NP_003861.1) のアミノ酸500〜750番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46940
タンパク質分子量	189kDa
発送方法	保冷剤