

Wb用抗Iqgap2モノクローナル抗体 - Q13576

商品番号: CM0003864



前書き

高品質な抗IQGAP2ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのIQGAP2を認識します。IQGAP2はCDC42/RAC1およびカルモジュリンに結合する、分子量181 kDaのRas GTPase活性化様タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IQGAP2 ウサギmAb
別名	IQGAP2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10788
免疫原	組換えタンパク質。ヒトIQGAP2 (Q13576) のアミノ酸1301~1495番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13576
タンパク質分子量	181kDa
発送方法	保冷剤