

抗Iqgap2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用途） - Q13576

商品番号: CM0016150



前書き

ヒトIQGAP2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAの各用途で検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、GTPaseシグナル伝達やカルモジュリン相互作用の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IQGAP2 ウサギpAb
備考／別名	IQGAP2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10788
遺伝子ID	10788
免疫原	ヒトIQGAP2 (NP_006624.2) のアミノ酸1330～1440番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13576
タンパク質分子量	181kDa
発送方法	氷袋梱包