


Wb、If/Icc、Elisa用抗Irak1ポリクローナル抗体 - P51617

商品番号: CM0017520



前書き

ヒトIRAK1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、TLR/IL-1R経路を介した自然免疫応答研究に不可欠です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。診断およびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRAK1 Rabbit pAb
別名	IRAK; pelle; IRAK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3654
GeneID	3654
免疫原	ヒトIRAK1 (NP_001020414.1) のアミノ酸424～633に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51617
タンパク質分子量	77kDa
輸送方法	保冷剤