


Wb、Elisa用抗Irak1ウサギモノクローナル抗体 - P51617

商品番号: CM0008173



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質抗IRAK1ウサギモノクローナル抗体です。TLR/IL-1Rシグナル伝達に関与する自然免疫のキーキナーゼであるヒトIRAK1（P51617）を標的としており、免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRAK1 ウサギmAb
別名	IRAK; pelle; IRAK1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3654
GeneID	3654
免疫原	ヒトIRAK1（P51617）のアミノ酸215～499番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51617
タンパク質分子量	77kDa
輸送方法	氷袋