

抗Irak2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O43187

商品番号: CM0004110

前書き

ヒトIRAK2を標的とする高性能ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。IL-1受容体シグナル伝達のメディエーターであるヒトおよびラットのIRAK2を検出し、炎症・免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRAK2 ウサギmAb
備考/別名	IRAK-2; IRAK2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3656
免疫原	ヒトIRAK2（O43187）のアミノ酸50～250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用可能なアッセイ	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O43187
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	保冷剤