


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Irak3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y616

商品番号: CM0028819



前書き

IRAK3

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のIRAK3 (IRAK-M) を検出します。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。IRAK3は不活性なキナーゼであり、TLR/IL-1Rシグナル伝達を調節し、炎症および喘息研究に関連しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRAK3 ウサギ pAb
備考/別名	ASRT5, IRAKM, IRAK3
種	ヒト
GeneID	11213
免疫原	ヒトIRAK3 (NP_009130.2) のアミノ酸367-596に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y616
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ