

Wb、If/Icc、Elisa用抗Irak4ポリクローナル抗体 - Q9Nwz3

商品番号: CM0024586



前書き

自然免疫の重要なキナーゼであるヒトIRAK4に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。TLR/IL-1Rシグナル伝達の研究や診断薬の開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRAK4 Rabbit pAb
備考/別名	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51135
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NWZ3
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋