

抗Irak4ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nwz3

商品番号: CM0002419



前書き

KD検証済みの組換えウサギモノクローナル抗体で、ヒトIRAK4を標的としてウェスタンブロットおよびELISAで使用可能です。Myddosome複合体形成、TLR/IL-1Rシグナル伝達、NF- κ B活性化におけるIRAK4の役割の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] IRAK4 ウサギmAb
備考／別名	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; [KD検証済み] IRAK4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51135
GeneID	51135
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NWZ3
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤