


Anti-Irak4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

商品番号: CM0026430



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用として検証されたIRAK4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのIRAK4を認識します。自然免疫応答およびTLR/IL-1Rシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRAK4 Rabbit pAb
備考/別名	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
種	ヒト
遺伝子ID	51135 (ヒト)
免疫原	ヒトIRAK4 (NP_057207.2) のアミノ酸1-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NWZ3
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋