

Wb、Elisa用抗Ire1モノクローナル抗体 - O75460

商品番号: CM0003372



前書き

ウサギ由来ヒトIRE1に対するモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のIRE1を検出し、小胞体ストレスおよび小胞体 unfolded protein response（小胞体タンパク質恒常性応答）研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRE1 ウサギmAb
備考/別名	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2081
遺伝子ID	2081
免疫原	ヒトIRE1 (NP_001424.3) のアミノ酸286-435に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75460
タンパク質分子量	110kDa
輸送方法	水袋