


Anti-Ire1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O75460

商品番号: CM0024684



前書き

ヒトIRE1

(ERN1)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF /ICC、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのIRE1を検出。小胞体ストレスおよびUPR経路の主要なセンサー。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IRE1 Rabbit pAb
備考/別名	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2081
GeneID	2081
免疫原	ヒトIRE1 (NP_001424.3) のアミノ酸286-435に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75460
タンパク質分子量	110 kDa
配送	氷袋