

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Irf1ポリクローナル抗体 - P10914

商品番号: CM0024733

前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質ウサギ抗IRF1ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのIRF1と反応します。免疫および癌におけるインターフェロン制御因子の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRF1 Rabbit pAb
備考／別名	MAR; IRF-1; IRF1
対象種	ヒト
遺伝子ID	3659
免疫原	ヒトIRF1 (NP_002189.1) のアミノ酸181～280番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10914
タンパク質分子量	37kDa
配送方法	氷袋