


Wb、Ip、Elisa用 抗Irf2 ウサギモノクローナル抗体 - P14316

商品番号: CM0011953



前書き

WB、IP、ELISA用に検証済みの高品質IRF2ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスIRF2（P14316）特異的。転写制御およびインターフェロンシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRF2 ウサギ mAb
備考/別名	IRF-2; IRF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3660
GeneID	3660
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P14316
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ