


## Wb、Elisa用 抗Irf2Bp2ポリクローナル抗体 - Q7Z5L9

商品番号: CM0020887



## 前書き

## ヒトIRF2BP2 (Q7Z5L9)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。転写調節およびB細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | IRF2BP2 Rabbit pAb                                  |
| 備考/別名       | CVID14; IRF2BP2                                     |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 359948                                              |
| GeneID      | 359948                                              |
| 免疫原         | ヒトIRF2BP2 (Q7Z5L9) のアミノ酸475-545に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                              |
| SWISS       | Q7Z5L9                                              |
| タンパク質分子量    | 61kDa                                               |
| 配送          | 氷袋                                                  |