

Anti-Irf3 (Iiae7) ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q764M6

商品番号: CM0028542

前書き

IRF3 ウサギポリクローナル抗体 (IIAE7) は、WBおよびELISA検出で検証されており、ヒトとの交差反応性を持つSus scrofa（豚）IRF3を標的とします。自然免疫および抗ウイルス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRF3 Rabbit pAb
備考/別名	IIAE7
種	Sus scrofa（豚）
GeneID (ヒト)	3661
GeneID	396656
免疫原	Sus scrofa IRF3 (NP_998935.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q764M6
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスパック