

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa、Chip用抗Irf3ポリクローナル抗体 - Q14653

商品番号: CM0013362



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP用IRF3ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト、マウス、ラットで検証済み。インターフェロン調節因子3（Q14653）を標的とし、自然免疫における重要な転写因子です。抗ウイルスおよび自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRF3ウサギpAb
備考／別名	IIAE7; IRF3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3661
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14653
タンパク質分子量	47kDa
配送	保冷バッグ