


抗Irf3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P70671

商品番号: CM0019359



前書き

マウスIrf3（IRF-3、IIAE7）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。自然免疫およびインターフェロニングナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Irf3 Rabbit pAb
備考／別名	IRF-3, IIAE7, IRF 3
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3661
遺伝子ID	54131
免疫原	マウスIrf3（NP_058545.1）のアミノ酸100～200番の配列に相当する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P70671
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤