

Wb、Elisa用Anti-Irf4ポリクローナル抗体 - Q15306

商品番号: CM0017229



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証されたウサギポリクローナル抗IRF4抗体。ヒト、マウス、ラットのIRF4を認識します。リンパ球や免疫細胞におけるIRF4の転写活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRF4 Rabbit pAb
備考/別名	MUM1; LSIRF; SHEP8; NF-EM5; IRF4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3662
遺伝子ID	3662
免疫原	ヒトIRF4 (NP_002451.2) のアミノ酸150-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15306
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋