

Wb、Ip、Elisa用 抗Irf5 ウサギモノクローナル抗体 - Q13568

商品番号: CM0002376



前書き

ヒトIRF5 (SLEB10)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、ELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。自然免疫とインターフェロンシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRF5 ウサギ mAb
備考/別名	SLEB10; IRF5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3663
遺伝子ID	3663
免疫原	ヒトIRF5 (Q13568)のアミノ酸6-151に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13568
タンパク質分子量	56kDa
配送	保冷バッグ