

抗Irf5ウサギポリクローナル抗体（Wb用途） - Q13568

商品番号: CM0015230



前書き

ヒトIRF5に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。自然免疫、インターフェロンシグナル伝達、炎症反応の研究に適しています。ヒトおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRF5 Rabbit pAb
別名/略称	SLEB10; IRF5
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3663
GeneID	3663
免疫原	ヒトIRF5（NP_001092097.2）のアミノ酸1-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q13568
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤同梱