

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Irf6 ウサギモノクローナル抗体 - O14896

商品番号: CM0010228

前書き

IRF6 ウサギモノクローナル抗体 (O14896) は、WB、IF/ICC、IP、ELISAで有効性が確認されています。ヒト、マウス、ラットのIRF6を検出します。表皮分化や乳がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IRF6 ウサギ mAb
備考/別名	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3664
GeneID	3664
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14896
タンパク質分子量	53kDa
配送	保冷バッグ