

## Wb、Elisa用 抗Irf6 ウサギポリクローナル抗体 - O14896

商品番号: CM0030864

### 前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで実証済みの高品質抗IRF6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのIRF6を検出します。表皮発生研究や癌研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | IRF6 Rabbit pAb                                      |
| 別名          | LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6           |
| 対象種         | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 3664                                                 |
| GeneID      | 3664                                                 |
| 免疫原         | ヒトIRF6（NP_006138.1）のアミノ酸115-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途          | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | O14896                                               |
| タンパク質分子量    | 53kDa                                                |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                  |